



BSN medical SAS
25, boulevard Marie et
Alexandre Oyon
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41



Système de management de la qualité certifié
selon ISO 9001 :2000 et ISO13485 : 2003

Bande adhésive multi-extensible

DESCRIPTION : Bande adhésive constituée d'un support non-tissé multi-extensible, enduit sur une seule face d'une masse adhésive acrylique, en vue d'adhérer sur la peau par simple pression. Un élément protecteur imprimé quadrillé avec pré-découpe centrale protège la partie adhésive.

CARACTERISTIQUES:

- Masse adhésive haute tolérance cutanée
- Support non-tissé multi-extensible, extrêmement conformable, facilitant la pose au niveau des zones à forte mobilité (articulations)
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau,
- Retrait indolore idéal pour les peaux sensibles,
- Réduit le risque de macération.

DESTINATIONS:

- Toutes les indications des sparadraps en grande largeur (pansements de grandes dimensions en post-opératoire) sur sujets allergiques aux sparadraps masse adhésive traditionnelle.

Fixation de drains et de cathéters

Accessoires associés: Pansements et tubulures

Mode d'emploi: Se conformer aux informations disponibles sur l'emballage

PARTICULARITES D'UTILISATION:

Doit être appliqué sur peau sèche et propre

Pour décoller l'élément protecteur, plier au niveau de la prédécoupe du protecteur, puis effectuer une légère traction transversale pour permettre une séparation aisée de la bande adhésive

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- Ne pas exercer de tension lors de la pose du pansement : risque d'apparition de phlyctènes (décollement de l'épiderme), accentué en particulier par les réactions inflammatoires, oedémateuses après intervention chirurgicale.
- Pour déterger les téguments, éviter l'emploi d'ammoniums quaternaires.

ENTRETIEN : Usage unique

Stérilisation: Livré non stérile

Stérilisable: Non applicable

CONTRE-INDICATIONS: Intolérance aux masses adhésives acryliques

CLASSE C.E. du DISPOSITIF: I, non stérile

Autorisation CE N°: Déclaration de conformité effectuée par le fabricant

Année de première mise sur le marché : 1984

Bande adhésive multi-extensible

COMPOSITION:

- Support:* Nature: non- tissé extensible 100% polyester sans liant
Couleur: blanc
Grammage moyen: 37 - 54 g/m²
- Masse adhésive:* Composition: copolymères acryliques
Grammage moyen: 40 - 50 g/m²
Cette masse adhésive a un comportement en général inerte vis à vis des téguments.
- Élément protecteur:* Nature: papier siliconé prédécoupé imprimé avec quadrillage

CONTRÔLES :

- des MATIERES PREMIERES: Support: masse surfacique
épaisseur
Masse adhésive: identification par spectrométrie infra-rouge
viscosité
extrait sec
Élément protecteur: masse surfacique
siliconage
- des PRODUITS FINIS: -Contrôle quantitatif et qualitatif de la masse adhésive.
-Contrôle de l'adhésivité sur acier par pelage

CONDITIONS de STOCKAGE:

Conserver dans un endroit sec et frais (<25°C), à l'abri de la lumière.

DUREE de VIE:

5 ans

PROCEDE de DESTRUCTION:

Ceux prévus pour la destruction des pansements (notamment incinération selon la réglementation locale)

CONDITIONNEMENT:

Boîte carton distributrice individuelle

PRESENTATIONS:

Pharmacie vignettée

ACL	Référence	Dimensions	Unité de cde	Carton standard
7729193	71940-00	2 m x 10 cm	12	12
6612282	71442-00	5 m x 2,5 cm	12	24
6612299	71442-01	5 m x 5 cm	12	24
7245176	71442-02	5 m x 10 cm	12	12
6463758	71444-00	10 m x 2,5 cm	24	24
6359860	71444-01	10 m x 5 cm	24	24
6359877	71444-02	10 m x 10 cm	12	24
6359883	71444-03	10 m x 15 cm	12	24
6359908	71444-04	10 m x 20 cm	6	24

REMBOURSEMENT:

Conforme à la L.P.P.R., remboursé Sécurité Sociale

NOMENCLATURE LPPR :

1354591-1341246-1304216-1301985-1356443

FABRICANT LEGAL:

BSN medical GmbH - Allemagne
Certificat DEKRA EN ISO 9001 - EN ISO 13 485

DISTRIBUTEUR :

SERVICE RELATIONS CLIENTS :

BSN medical SAS
25, boulevard Marie et Alexandre Oyon
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282

CONTACT MATERIOVIGILANCE :

Tél. : 02 43 83 24 97